

Contour next

Blood Glucose Monitoring System



NO CODING


Your CONTOUR®NEXT Meter



Your CONTOUR®NEXT Test Strip

CAUTION: Use only CONTOUR NEXT test strips with your CONTOUR NEXT meter.

L'indicateur CONTOUR®NEXT



La bandelette d'analyse CONTOUR®NEXT

MISE EN GARDE : Les bandelettes d'analyse CONTOUR NEXT sont destinées uniquement aux indicateurs CONTOUR NEXT.

Turning the Meter On or Off

- Press and hold the **OK** button until your meter turns On or Off.
- Inserting a test strip into the meter test strip port will turn the meter on.

Up/Down Scroll/OK Buttons

- The ▲ or ▼ scroll buttons allow you to change values or options one at a time. You can hold the ▲ or ▼ button to scroll.
- Press the **OK** button to select the highlighted option.
- To exit from the Logbook or Trends and return to the Main Menu, press the **OK** button.
- To exit from Setup and return to the Main Menu, scroll down to **Main Menu** and press the **OK** button.

Please ensure that you read the CONTOUR®NEXT user guide and lancing device insert for full instructions. For In Vitro Diagnostic Use

Initial Setup of Your Meter

You must set up your meter before doing your first blood sugar test.



1. Press and hold the **OK** button until the meter turns on.



2. Press the ▼ button if needed to highlight your desired language. Scroll down to see more languages. Press the **OK** button to select.

This screen example shows the language selections. The language order may differ depending on your country.

Configuration initiale de l'indicateur

Il faut configurer l'indicateur avant d'effectuer une première analyse de glycémie.



1. Maintenir le bouton **OK** enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur se mette en marche.



2. Appuyer au besoin sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance la langue désirée. Faire défiler vers le bas pour voir d'autres choix de langue.

L'image ci-contre montre un exemple de choix de langues. L'ordre peut changer en fonction du pays. Appuyer sur le bouton **OK** pour sélectionner.



3. A screen confirms your language.
4. Press the **OK** button to complete setup. Your meter is now ready to test your blood sugar.

You can also change your language, time and date by going to the **Main Menu** and selecting **Setup**. Please see the user guide for instructions.

For more information, go to www.diabetes.ascensia.com or contact Customer Service at: 1-800-268-7200.

ASCENSIA
Diabetes Care

Manufactured for:
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Contour next


Ensemble pour la surveillance de la glycémie



AUCUN ETALONNAGE

AIDE-MÉMOIRE

L'indicateur CONTOUR®NEXT



La bandelette d'analyse CONTOUR®NEXT

MISE EN GARDE : Les bandelettes d'analyse CONTOUR NEXT sont destinées uniquement aux indicateurs CONTOUR NEXT.

Mettre en marche et éteindre l'indicateur

- Maintenir le bouton **OK** enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur se mette en marche ou s'éteigne.
- Insérer une bandelette d'analyse dans la fente d'insertion de la bandelette de l'indicateur pour mettre l'indicateur en marche.

Boutons de défilement vers le haut ou le bas et bouton OK

- Les boutons de défilement ▲ ou ▼ permettent de passer d'une option à une autre. Maintenir le bouton ▲ ou ▼ enfoncé pour faire défiler la liste.
- Appuyer sur le bouton **OK** pour sélectionner l'option mise en surbrillance.
- Pour quitter le Journal ou les Tendances et retourner au Menu principal, appuyer sur le bouton **OK**.
- Pour quitter le menu **Configuration** et retourner au Menu principal, faire défiler vers le bas jusqu'à **Menu principal** et appuyer sur le bouton **OK**.

Bien lire le Manuel de l'utilisateur de l'indicateur CONTOUR®NEXT et le feuillet d'emballage du dispositif de prélèvement sanguin pour connaître les instructions détaillées.

Configuration initiale de l'indicateur

Il faut configurer l'indicateur avant d'effectuer une première analyse de glycémie.



1. Maintenir le bouton **OK** enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur se mette en marche.



2. Appuyer au besoin sur le bouton ▼ pour mettre en surbrillance la langue désirée. Faire défiler vers le bas pour voir d'autres choix de langue.

L'image ci-contre montre un exemple de choix de langues. L'ordre peut changer en fonction du pays. Appuyer sur le bouton **OK** pour sélectionner.



3. Un écran confirme la langue sélectionnée.
4. Appuyer sur le bouton **OK** pour mettre fin à la configuration. L'indicateur est prêt à effectuer des analyses de la glycémie.

Vous pouvez modifier la langue, l'heure et la date à partir du menu Configuration du Menu principal. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

Pour de plus amples renseignements, accédez à www.diabetes.ascensia.com ou communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-268-7200.

ASCENSIA
Diabetes Care

Fabriqué pour :
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Bâle, Suisse

Blood Sugar Testing – Fingertip


⚠️ WARNING

Always wash your hands well with soap and water and dry them well before and after testing, handling the meter, lancing device or test strips.

1. Remove the endcap from the lancing device.



2. Loosen the round protective cap on a lancet by rotating it ¼ turn, but do not remove it.




3. Insert the lancet firmly into the lancing device until it comes to a full stop.




4. Twist off the round protective lancet cap.



5. Replace the endcap.



6. Adjust the endcap dial to your preferred puncture depth setting.



7. Insert the square grey end of the test strip into test strip port until the meter turns on.

The meter will turn on and you will see the **Apply Blood** screen. The meter is now ready to test.



8. Press the lancing device firmly against the puncture site and press the release button.

Stroke your hand and finger towards the puncture site to form a drop of blood.




9. Immediately touch the tip of the test strip to the drop of blood.

If the first blood drop is not enough, the meter will beep twice. You have about 30 seconds to apply more blood to the same strip. Follow instructions on the meter screen.



10. The AutoLog* Screen appears. Select **No Mark, Fasting, Before Meal** or **After Meal**, and then press the **OK** button.

If your result is above or below your set Target ranges, you will always see your result without pushing a button.



After you have made your selection, your test result will appear. Your test is now complete and your test result is marked.

If your test result is outside your Target range, you will see your result with a notice and will not see the AutoLog screen.

11. To view Options for setting a reminder or adding a note, press the **OK** button before you remove the test strip.

Please see the user guide for instructions on how to use the Options. To turn your meter off, remove the test strip.

* Your meter comes with AutoLog on. See your user guide for information about the AutoLog feature.


Your meter is preset and locked to display results in mmol/L. If your result is in mg/dL, contact Customer Service at: 1-800-268-7200.

CAUTION:

- The lancing device provided with your kit is not suitable for use by health care professionals. It must not be used on more than one person due to risk of infection.
- To remove the lancet from the lancing device refer to the detailed instructions in the lancing device insert.
- The lancing device graphics are for illustration purposes only.

The Main Menu Screen

1. **Logbook** will be highlighted. To view your logbook, press the **OK** button.



2. To view all of your averages and summaries, press the **▼** button to highlight **Trends** and press the **OK** button.

3. To change or adjust meter settings, highlight **Setup** and press the **OK** button.

Potential Biohazard

All blood glucose measuring systems are considered biohazardous.

All products or objects which come in contact with human blood, even after cleaning, should be handled as if capable of transmitting infectious diseases.

The user should follow the recommendations for prevention of blood-borne transmissible diseases in health care settings as recommended for potentially infectious human specimens.

See your User Guide for complete instructions.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Clinilog, Contour, Glucofacts, and the No Coding logo are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG. TM see www.ascensidiabetes.ca/en/tm-mc

For information on patents, and related licenses, see: www.patents.ascensia.com

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.

85476858 Rev. 07/16

Analyse de glycémie – Prélèvement au bout du doigt


⚠️ MISE EN GARDE

Lavez-vous toujours soigneusement les mains à l'eau et au savon et séchez-les bien avant d'effectuer l'analyse et de manipuler l'indicateur, le dispositif de prélèvement ou les bandelettes d'analyse usagées et après.

1. Retirer le bouchon du dispositif de prélèvement sanguin.



2. Sans le retirer, faire tourner le capuchon protecteur sur la lancette d'un quart de tour.




3. Insérer fermement la lancette jusqu'au fond.




4. Retirer le capuchon protecteur circulaire de la lancette en le tournant.



5. Replacer le bouchon du dispositif.



6. Régler le bouchon à la profondeur de ponction désirée.



7. Introduire l'extrémité carrée grise de la bandelette dans la fente d'insertion de la bandelette jusqu'à ce que l'indicateur se mette en marche.

L'indicateur se met en marche et l'écran **Appliquer sang** s'affiche. L'indicateur est maintenant prêt pour l'analyse.



8. Appuyer fermement le dispositif de prélèvement sanguin contre le point de prélèvement et presser le bouton de relâchement.

Se masser la main et le doigt en direction du point de prélèvement pour former une goutte de sang.



9. Mettre immédiatement l'extrémité de la bandelette d'analyse en contact avec la goutte de sang.

Si la première goutte de sang est insuffisante, l'indicateur émettra deux signaux sonores consécutifs. Appliquer davantage de sang sur la même bandelette dans les 30 secondes suivantes. Suivre les instructions à l'écran.



10. L'écran de la fonction AutoLog* apparaît. Sélectionnez **Aucun marqueur, À jeun, Avant repas** ou **Après repas**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Si le résultat est supérieur ou inférieur aux cibles que vous avez déterminées, la valeur sera affichée sans que vous ayez à appuyer sur un bouton.



Le résultat de l'analyse s'effectue une fois que les valeurs ont été sélectionnées. L'analyse est maintenant terminée, et le résultat est marqué.

Si le résultat de l'analyse se situe en dehors de votre intervalle cible, un avis apparaît et l'écran AutoLog ne s'affiche pas.

11. Pour visualiser les options pour régler un rappel ou ajouter une note, appuyer sur le bouton **OK** avant de retirer la bandelette d'analyse.

Consulter le Manuel de l'utilisateur pour connaître les instructions sur la façon d'utiliser les options. Pour éteindre l'indicateur, retirer la bandelette d'analyse.

*La fonction AutoLog est activée par défaut sur chaque indicateur. Consulter le Manuel de l'utilisateur pour obtenir de l'information sur la fonction AutoLog.

L'indicateur a été préréglé et verrouillé pour afficher les résultats en mmol/L. Si votre résultat est en mg/dL, communiquez avec le Service à la clientèle au 1-800-268-7200.

ATTENTION :

- Le dispositif de prélèvement sanguin fourni avec la trousse ne doit pas être utilisé par les professionnels de la santé. Il ne doit jamais être utilisé par plus d'une personne en raison du risque d'infection.
- Pour retirer la lancette du dispositif de prélèvement sanguin, consulter les directives détaillées figurant dans le feuillet d'emballage du dispositif.
- Les illustrations du dispositif de prélèvement sanguin servent d'exemple.

Écran du menu principal

1. L'option **Journal** sera mise en surbrillance. Pour visualiser votre journal, appuyer sur le bouton **OK**.



2. Pour visualiser l'ensemble des moyennes et des sommaires, appuyer sur le bouton **▼** pour mettre **Tendances** en surbrillance, puis appuyer sur le bouton **OK**.

3. Pour changer ou modifier les paramètres de l'indicateur, mettre **Configuration** en surbrillance et appuyer sur le bouton **OK**.

Risque biologique

Tous les ensembles de mesure de la glycémie posent des risques biologiques. Même une fois nettoyé, tout produit ou objet ayant été en contact avec du sang humain doit être manipulé comme si la transmission d'une maladie infectieuse était possible.

L'utilisateur doit se conformer aux recommandations concernant la prévention des maladies à diffusion hémotogène dans les établissements de santé pour manipuler les échantillons de sang humain pouvant être infectieux. Consulter le Manuel de l'utilisateur pour obtenir les instructions complètes.

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts et le logo Aucun étalonnage sont des marques de commerce et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. MC voir www.ascensidiabetes.ca/fr/tm-mc

Pour obtenir des renseignements sur les brevets et les licences connexes : www.patents.ascensia.com

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés.

85476858 Rev. 07/16