

Get the Blood Drop - Palm

ALTERNATIVE SITE TESTING (AST) PALM

Use the **clear** AST endcap.*

1. Insert the lancet as described in *Prepare the Lancing Device*.
2. Attach and lock the **clear** AST endcap. Twist the white band until you hear or feel a click and the white and black raised marks line up as shown.



“Click” to lock

CAUTION: Do not use the **clear** AST endcap on your fingertips.

3. Select a puncture site from a fleshy area on the palm. Avoid veins, moles, bones, and tendons.




4. Pull back the re-set handle to prepare the lancing device. The release button is raised when the lancing device is ready.
5. Press the lancing device firmly against the puncture site, then press the release button UNTIL THE DEVICE CLICKS.




(If the device does not puncture, reset by repeating Step 4.)

6. Do not take the device away from your palm. Maintain steady pressure until a small, round blood drop forms under the clear endcap.



7. Lift the lancing device straight up and away from the skin without smearing the blood drop.
8. Test immediately.



Do not test the blood sample from palm if you get:

- Smears blood
- Runny blood
- Clotted blood
- Clear fluid mixed with the blood

9. Wipe the puncture site with a clean, dry tissue and maintain pressure on the site until the bleeding stops.

See: **Eject / Dispose of the Lancet**

Cleaning and Disinfection

Clean and disinfect your lancing device once a week. **Use only Super Sani-Cloth germicidal wipes** containing 55% isopropyl alcohol and 0.5% ammonium chloride. The wipes are proven safe to use with the lancing device.

Cleaning involves the removal of visible dirt and debris, but does not reduce the risk for transmission of infectious diseases.

Disinfecting (if performed properly) reduces the risk of transmitting infectious diseases.

Warning: *If your lancing device is being operated by a second person who is providing testing assistance to you, the lancing device should be disinfected prior to use by the second person.*

Super Sani-Cloth germicidal wipes are available for purchase online. For more information, contact Customer Service at 1-800-268-7200.

Do not use bleach (sodium hypochlorite).

For more information:

Health Canada advisory. Blood lancing devices for personal use may transmit blood-borne viruses if used on more than one person. Government of Canada; 3/25/09. <http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2009/13372a-eng.php>


Signs of Deterioration: Your lancing device has been tested for 156 cycles of the cleaning and disinfection procedure (one cycle per week for 3 years). The lancing device has been demonstrated to withstand 3 years of cleaning and disinfection without damage. However, if your device malfunctions for any reason, contact Customer Service at 1-800-268-7200 to troubleshoot and provide a solution.

Cleaning Your Lancing Device

Supplies Needed for Cleaning:

- Super Sani-Cloth germicidal wipes

1. Clean the lancing device with Super Sani-Cloth germicidal wipes until all soil is removed.
2. Allow to air dry.




Disinfecting Your Lancing Device

Supplies Needed for Disinfecting:


- Super Sani-Cloth germicidal wipes
- Timing device

1. Before disinfecting, clean your lancing device as described in *Cleaning Your Lancing Device*.
2. Remove the endcap and eject the lancet, if present.
3. Get a new Super Sani-Cloth germicidal wipe.
4. **Set timer for 2 minutes and start timing.**
5. **LANCING DEVICE BODY:** Wipe the body continuously. **You must wipe all surfaces and keep them wet for 2 minutes.**



Continue to step 6

6. **Set timer for 2 minutes and start timing again.**
7. **ENDCAP:** Wipe the endcap continuously. **You must wipe the inside and outside and keep them wet for 2 minutes.**



8. Allow lancing device body and endcap to air dry.

Customer Service

Warranty: Your lancing device is warranted for 3 years.

If you need assistance or have questions about blood sugar testing, please contact Customer Service at 1-800-268-7200.

MICROLET NEXT lancing device made in Poland.

Manufactured for:
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
1-800-268-7200

TM see www.ascensiadibetes.ca/tm-mc

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland



For information on patents and related licenses, see:
www.patents.ascensia.com

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, and Microlet are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.


All other trademarks are properties of their respective owners and are used solely for informative purposes. No relationship or endorsement should be inferred or implied.

© 2018 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.

90002101 / 90002102 Rev. 07/18



Microlet®
next Lancing Device



INSTRUCTIONAL INSERT

- Lancet ejector for safe lancet disposal.
- **Black/white** adjustable endcap for fingertip testing only.
- **Clear** AST endcap for alternative site testing only.*
- The MICROLET®NEXT lancing device and MICROLET® lancets are used to draw capillary blood from the fingertip or palm for blood glucose testing.

For Fingertip and Palm Testing


Obtention de la goutte de sang - Paume de la main

TEST SUR SITE ALTERNATIF (TSA) PAUME DE LA MAIN

Utiliser l'embase **transparente** pour le TSA.*

1. Introduire fermement la lancette comme décrit dans la rubrique *Préparation de l'autopiqueur*.
2. Replacer et verrouiller l'embase **transparente** pour le TSA. Visser l'anneau blanc jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre ou sentir, et de sorte que les repères blanc et noir en relief soient alignés comme indiqué.

« Clic » pour verrouiller




MISE EN GARDE : Ne pas utiliser l'embase **transparente** pour le TSA sur le bout des doigts.

3. Sélectionner un site de prélèvement sur une zone charnue de la paume de la main. Éviter veines, grains de beauté, os et tendons.




4. Tirer la poignée de réarmement en arrière pour préparer l'autopiqueur. La touche de commande est surélevée quand l'autopiqueur est armé.
5. Presser fermement l'autopiqueur contre le site de prélèvement et appuyer sur la touche de commande JUSQU'À CE QU'UN CLIC SE FASSE ENTENDRE.




(Si le dispositif ne pique pas, le réarmer en répétant l'étape 4.)

6. Ne pas éloigner le dispositif de la paume de la main. Maintenir une pression constante jusqu'à ce qu'une petite goutte de sang ronde se forme sous l'embase transparente.



7. Soulever et éloigner l'autopiqueur de la peau sans étaler la goutte de sang.
8. Réaliser le test immédiatement.



Ne pas tester un échantillon sanguin prélevé au niveau de la paume de la main si vous obtenez :

- Une traînée de sang
- Du sang qui coule
- Du sang coagulé
- Un fluide transparent mêlé de sang

9. Essuyer le site de prélèvement avec un mouchoir propre et sec et continuer d'appuyer jusqu'à ce que le saignement s'arrête.

Consulter : **Éjection / élimination de la lancette**

Nettoyage et désinfection

Nettoyer et désinfecter l'autopiqueur une fois par semaine. **Utiliser exclusivement les lingettes désinfectantes jetables Super Sani-Cloth** contenant de l'alcool isopropylique à 55 % et du chlorure d'ammonium à 0,5 %. L'utilisation des lingettes avec l'autopiqueur est validée.

Le nettoyage correspond au retrait des saletés et débris visibles, mais ne diminue pas le risque de transmission de maladies infectieuses.

La désinfection (si elle est réalisée correctement) réduit le risque de transmission de maladies infectieuses.

Attention : *Si l'autopiqueur est utilisé par une tierce personne qui apporte de l'aide pour réaliser la mesure, il doit être désinfecté avant d'être utilisé par cette personne.*

Les lingettes désinfectantes Super Sani-Cloth peuvent être achetées en ligne. Pour plus d'informations, contacter le Service Clientèle au 1-800-268-7200.

Ne pas utiliser d'eau de Javel (hypochlorite de sodium).

Pour plus d'informations :

Santé Canada avis. Les dispositifs de ponction capillaire à usage personnel peuvent transmettre des infections virales transmises par le sang si plus d'une personne les utilisent. Gouvernement du Canada ; 25 mars 2009. <http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2009/13372a-fra.php>


Signes de détérioration : L'autopiqueur a été testé pour supporter 156 procédures de nettoyage et de désinfection (1 procédure par semaine pendant 3 ans). L'autopiqueur a montré une résistance de 3 ans au nettoyage et à la désinfection, sans entraîner de dommage. Cependant, si l'autopiqueur fonctionne mal, contacter le Service Clientèle au 1-800-268-7200 pour de l'aide et un dépannage.

Nettoyage de l'autopiqueur

Fournitures nécessaires pour le nettoyage :

- Lingettes désinfectantes Super Sani-Cloth

1. Nettoyer l'autopiqueur avec les lingettes désinfectantes Super Sani-Cloth pour retirer toutes les saletés.
2. Laisser sécher à l'air.




Désinfection de l'autopiqueur

Fournitures nécessaires pour la désinfection :


- Lingettes désinfectantes Super Sani-Cloth
- Chronomètre

1. Avant la désinfection, nettoyer l'autopiqueur comme décrit dans la rubrique *Nettoyage de l'autopiqueur*.
2. Retirer l'embase et éjecter la lancette (si présente).
3. Se procurer une nouvelle lingette désinfectante Super Sani-Cloth.
4. **Régler le minuteur pour 2 minutes, et lancer la minuterie.**
5. **CORPS DE L'AUTOPIQUEUR :** Essuyer en continu le corps. **Toutes les surfaces doivent être essuyées et doivent rester mouillées pendant 2 minutes.**



6. **Régler de nouveau le minuteur pour 2 minutes, et lancer la minuterie.**

7. **EMBASE :** Essuyer en continu l'embase. **L'intérieur et l'extérieur doivent être essuyés et doivent rester mouillés pendant 2 minutes.**



8. Laisser le corps et l'embase de l'autopiqueur sécher à l'air.

Service Clientèle

Garantie : L'autopiqueur est garanti pendant 3 ans.

Pour toute demande d'aide ou en cas de questions sur le test de glycémie, contacter le Service Clientèle au 1-800-268-7200.

Autopiqueur MICROLET NEXT fabriqué en Pologne.

Fabriqué pour :
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Bâle, Suisse
1-800-268-7200

MC voir www.ascensiadibetes.ca/tm-mc

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland



Pour obtenir des informations sur les brevets et les licences associées, consulter le site :
www.patents.ascensia.com

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Microlet sont des marques de commerce et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.


Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif et sont utilisées uniquement à titre informatif. Aucune relation ou aucune recommandation ne doit être déduite ou suggérée.

© 2018 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés.

90002101 / 90002102 Rev. 07/18



Microlet®
next Autopiqueur



NOTICE D'INFORMATION

- Éjecteur de lancette pour une élimination sécurisée.
- Embase réglable **noire/blanche** uniquement pour les tests au bout du doigt.
- Embase **transparente** pour le TSA uniquement pour les tests sur site alternatif.*
- L'autopiqueur MICROLET®NEXT et les lancettes MICROLET® sont utilisés pour le prélèvement de sang capillaire au bout du doigt ou dans la paume de la main pour tester la glycémie.

Pour les tests au bout du doigt et dans la paume de la main

⚠ WARNING


- Ask your health care professional if Alternative Site Testing (AST) is right for you.
- Do not calibrate a continuous glucose monitoring device from an AST result.
- Do not calculate an insulin dose based on an AST result.

Do not use AST under the following conditions:

- If you think your blood sugar is low (hypoglycaemia).
- When blood sugar is changing rapidly (after a meal, insulin dose, or exercise).
- If you are unable to feel symptoms of low blood sugar (hypoglycaemic unawareness).
- If you get alternative site blood sugar results that do not agree with how you feel.
- During illness or times of stress.
- If you will be driving a car or operating machinery.

POTENTIAL BIOHAZARD

- The MICROLET®NEXT lancing device is intended for single patient use only. It should not be used for assisted blood draws by health care providers or at health care provision sites, and should never be shared with anyone else, even a family member, due to risk of infection.
- Do not reuse lancets. Used lancets are not sterile. Use a new lancet each time you test.
- Always dispose of used test strips and lancets as medical waste or as advised by your health care professional.
- Always wash your hands with soap and water and dry them well before and after testing or handling the meter, lancing device, or test strips.



* May not be included in all kits. Available on request from **Customer Service**.

Prepare the Lancing Device

Warning: Keep out of reach of children. This kit contains small parts that could cause suffocation if accidentally swallowed.

1. Wash hands and the puncture site with soap and warm water. Rinse and dry well.




2. Unlock the endcap. Twist the white band so the white raised mark and black indented mark line up as shown.




3. Pull off the endcap.


4. Loosen the round protective cap on the lancet by rotating the cap ¼ turn, but **do not remove the cap**.



5. Insert the lancet firmly into the lancing device. **Push** until the lancet comes to a complete stop.



6. Carefully twist off the round protective cap. Save the cap for disposing of the used lancet.



Get the Blood Drop - Fingertip

FINGERTIP TESTING

Use the **black/white** adjustable endcap. Do not use the clear AST endcap.*


1. Attach the **black/white** adjustable endcap.
2. Lock the endcap. Twist the white band until you hear or feel a click and the white and black raised marks line up as shown.




3. Rotate the endcap dial to adjust the puncture depth. The amount of pressure applied to the puncture site also affects puncture depth.




4. Pull back the re-set handle to prepare the lancing device. The release button is raised when the lancing device is primed.




5. Press the lancing device firmly against the **side** of the finger and press the release button UNTIL THE DEVICE CLICKS.



6. Stroke your hand and finger toward the puncture site to form a drop of blood. Do not squeeze around the puncture site.



7. Test immediately after you have formed a small, round blood drop, as shown.



8. Wipe the puncture site with a clean, dry tissue and **maintain pressure** on the site until the bleeding stops.


Eject / Dispose of the Lancet

Always dispose of the used lancet as medical waste to prevent injury or contamination to others. Use a new lancet each time you test. **Do not reuse lancets.**


Your MICROLET NEXT lancing device has a lancet ejector. Do not use your fingers to remove the lancet from the lancing device.




1. Carefully remove the endcap from the lancing device. Twist the white band of the endcap so the white raised mark and the black indented mark line up. Pull off the endcap.



2. Place the round protective cap that you saved onto a flat surface. With the used lancet still in the lancing device, push the lancet into the center of the cap.



3. Point the device toward a container for sharp objects (an empty plastic bottle with a lid, for example). Label the container properly and keep the container out of the reach of children.



Continued on reverse side

⚠ ATTENTION


- Consulter un professionnel de santé pour savoir si la réalisation d'un test sur site alternatif (TSA) est appropriée.
- Ne pas étalonner un dispositif de surveillance du glucose en continu à partir d'un résultat obtenu lors d'un TSA.
- Ne pas calculer une dose d'insuline sur la base d'un résultat obtenu lors d'un TSA.

Ne pas faire de TSA dans les situations suivantes :

- Si vous pensez que votre glycémie est basse (hypoglycémie).
- Lorsque la glycémie fluctue rapidement (après un repas, une dose d'insuline ou un effort physique).
- Si vous ne ressentez aucun des symptômes révélateurs d'une glycémie basse (hypoglycémie non perçue).
- Si le résultat glycémique obtenu sur site alternatif ne correspond pas à ce que vous ressentez.
- Pendant une maladie ou en période de stress.
- Si vous devez prendre le volant ou manœuvrer une machine.

RISQUES BIOLOGIQUES POTENTIELS

- L'autopiqueur MICROLET®NEXT ne peut être utilisé que par un seul patient dans le cadre de son autosurveillance. Il ne doit pas être utilisé sur plus d'une personne afin d'éviter tout risque d'infection.
- Ne pas réutiliser les lancettes. Les lancettes utilisées ne sont plus stériles. Utiliser une nouvelle lancette pour chaque nouveau test.
- Éliminer les bandelettes réactives et les lancettes usagées comme tout autre déchet médical ou selon les recommandations d'un professionnel de santé.
- Se laver systématiquement les mains à l'eau savonneuse avant et après le test de glycémie, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes réactives.



* Peut ne pas être incluse dans tous les conditionnements. Disponible sur demande auprès du **Service Clientèle**.

Préparation de l'autopiqueur

Attention : Garder hors de portée des enfants. Contient de petites pièces, susceptibles de provoquer un étouffement si elles sont accidentellement avalées.

1. Se laver les mains et nettoyer le site de prélèvement à l'eau tiède et savonneuse. Rincer et sécher soigneusement.




2. Déverrouiller l'embase. Dévisser l'anneau blanc de sorte que le repère blanc en relief et le repère noir creux soient alignés comme indiqué.




3. Retirer l'embase.


4. Desserrer le capuchon protecteur sur la lancette en le tournant d'un quart de tour **sans l'enlever**.



5. Introduire fermement la lancette dans l'autopiqueur. **Pousser** jusqu'à ce que la lancette se bloque complètement.



6. Retirer avec précaution le capuchon protecteur de la lancette. Conserver le capuchon protecteur pour l'élimination de la lancette usagée.



Obtention de la goutte de sang - Bout du doigt

PRÉLÈVEMENT AU BOUT DU DOIGT

Utiliser l'embase réglable **noire/blanche**. Ne pas utiliser l'embase transparente pour le TSA.*


1. Replacer l'embase réglable **noire/blanche**.
2. Verrouiller l'embase. Visser l'anneau blanc jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre ou sentir, et de sorte que les repères blanc et noir en relief soient alignés comme indiqué.



3. Tourner la molette de l'embase pour ajuster la profondeur du prélèvement. L'intensité de la pression exercée sur le site du prélèvement influe également sur la profondeur du prélèvement.




4. Tirer la poignée de réarmement en arrière pour préparer l'autopiqueur. La touche de commande est surélevée quand l'autopiqueur est armé.




5. Presser fermement l'autopiqueur contre le **côté** du doigt et appuyer sur la touche de commande **JUSQU'À CE QU'UN CLIC SE FASSE ENTENDRE**.



6. Masser la main et le doigt en direction du site de prélèvement pour former une goutte de sang. Ne pas appuyer autour du site de prélèvement.



7. Effectuer le test dès qu'une petite goutte de sang ronde est formée, comme illustré.




8. Essuyer le site de prélèvement avec un mouchoir propre et sec et **continuer d'appuyer** jusqu'à ce que le saignement s'arrête.

Toujours jeter la lancette usagée comme tout autre déchet médical pour éviter toute blessure ou contamination. Utiliser une nouvelle lancette pour chaque nouveau test. **Ne pas réutiliser les lancettes.**


Votre autopiqueur MICROLET NEXT est doté d'un éjecteur de lancette. Ne pas retirer manuellement la lancette de l'autopiqueur.




1. Retirer avec précaution l'embase de l'autopiqueur. Dévisser l'anneau blanc sur l'embase de sorte que le repère blanc en relief et le repère noir creux soient alignés. Retirer l'embase.



2. Placer le capuchon protecteur mis de côté sur une surface plane. Enfoncer complètement la lancette usagée, toujours dans l'autopiqueur, au centre du capuchon protecteur.



3. Placer l'autopiqueur au dessus d'un collecteur d'aiguilles usagées. Ce collecteur doit être correctement étiqueté et conservé hors de la portée des enfants.



4. Pousser vers l'avant l'éjecteur de lancette gris, jusqu'à ce que la lancette tombe dans le collecteur, puis remettre l'éjecteur à sa position initiale.
5. Replacer et **verrouiller** l'embase. Tourner l'anneau blanc pour verrouiller.

Suite au verso